

**Đối tượng
cần bảo trì,
bảo dưỡng**

Công cụ, Dụng cụ
Dụng cụ tổng quát,
phẫu thuật, dụng cụ quay

**Mũi khoan,
mũi mài, đánh bóng,
trâm nội nha**

**Dụng cụ điều trị
và các bề mặt
nhạy cảm**
Lý tưởng cho vệ sinh
ghế nha khoa, bề mặt
chất liệu thủy tinh,
acrylic, nhựa,...

**Các đồ vật,
bề mặt, khu vực có
diện tích nhỏ**
Camera, đĩa phim
trong miệng, tay khoan,
thiết bị x-quang,....

Vệ sinh da và tay

Khu vực đặc biệt
Bộ lọc, hệ thống hút,
bồn nhỏ.

**Dầu phục hình,
răng giả, hàm nhựa,
cầu, mào**

**Khu vực/
Dụng cụ**



**Cách sử dụng
sản phẩm**
Liều lượng, thời gian
tác dụng

ID 213
Nồng độ 2%
(20ml/1lít nước).
Ngâm trong 5 phút.
hoặc 2 phút nếu ngâm
trong máy rung siêu âm.

ID 220
Không pha loãng,
ngâm trong 1 phút
hoặc 30 giây nếu
ngâm trong máy
rung siêu âm.

FD 366
Không pha loãng.
Thời gian tác dụng:
1 phút

FD 333
Thời gian tác dụng:
1 phút.

HD 410
Khử trùng vệ sinh:
Thoa trực tiếp 3ml lên
vùng da hoặc tay trong
15 giây.
Khử trùng phẫu thuật:
Thoa trực tiếp 10 ml lên
vùng da hoặc tay trong
90 giây

Orotol Plus
2%: Pha 20ml/1L nước.
Thời gian tác dụng:
60 phút hoặc qua đêm.

MD 555
5%: Pha 50ml/1L nước.
Thời gian tác dụng:
30-120 phút

MD 520
Không pha loãng.
Thời gian ngâm tối thiểu
5 phút và mỗi lần ngâm
không quá 2 dấu.

**Dòng sản phẩm
vệ sinh**



**Thời điểm
sử dụng**

Sau mỗi ca điều trị và
sau mỗi lần dụng cụ bị
nhiễm khuẩn

Sau mỗi ca điều trị và
sau mỗi lần dụng cụ bị
nhiễm khuẩn

Sau mỗi ca điều trị và
sau mỗi lần dụng cụ bị
nhiễm khuẩn

Sau mỗi ca điều trị và
sau mỗi lần dụng cụ bị
nhiễm khuẩn

Trước, trong và
sau khi kết thúc
quá trình điều trị

Mỗi ngày một lần,
cuối ngày làm việc

Mỗi tuần một lần,
trước giờ nghỉ trưa

Ngay sau khi lấy
dầu phục hình từ
bệnh nhân, trước khi
sử dụng