

MÁY TẮM NƯỚC

waterpik[®]

ADA
Accepted

American
Dental
Association

WATER FLOSSER

The Easy and More
Effective Way to Floss™



NHẬP KHẨU & PHÂN PHỐI CHÍNH THỨC TẠI VIỆT NAM



N.K.LUCK VIỆT NAM

CUNG CẤP THIẾT BỊ - VẬT LIỆU - DƯỢC PHẨM NGÀNH NHA KHOA

www.nkluck.vn | contact@nkluck.com

Phương pháp đơn giản và rất hiệu quả để vệ sinh kẽ răng

Nếu bạn có bệnh nhân mà đang sử dụng chỉ nha khoa hay bàn chải làm sạch kẽ răng mà không có được kết quả tốt như mong muốn, hoặc các bệnh nhân không vệ sinh kẽ răng, thì máy tăm nước WaterPik® là một sự lựa chọn tuyệt vời.

Nghiên cứu lâm sàng được công bố xác nhận rằng máy tăm nước có hiệu quả đáng kể hơn so với chỉ nha khoa, tăm hơi, và bàn chải làm sạch kẽ răng về việc cải thiện sức khỏe của nướu răng. Hơn 60 thử nghiệm lâm sàng đã chứng minh máy tăm nước WaterPik® là an toàn và hiệu quả. Và nó dễ dàng sử dụng, giúp cải thiện như mong muốn, và đó là tại sao máy tăm nước WaterPik® được các nha sỹ và các chuyên gia chăm sóc răng miệng khuyên dùng và phân phối trên toàn thế giới.

Loại bỏ mảng bám hiệu quả

Loại bỏ **99,9%** mảng bám khỏi các vùng được điều trị trong 3 giây.

Bề mặt răng được phòng đại bởi kính hiển vi điện tử

Vùng không được điều trị

Vùng được điều trị



Loại bỏ tới

99.9%
mảng bám

Làm cho nướu răng khỏe hơn

Hiệu quả hơn **50%** cho việc cải thiện sức khỏe nướu răng so với chỉ nha khoa.



Hiệu quả hơn

50%

Cần thiết cho răng implant

Hiệu quả gấp **2 lần** cho việc cải thiện sức khỏe nướu xung quanh implant so với chỉ nha khoa*.

*Sử dụng đầu Plaque Seeker®




Hiệu quả gấp

2 LẦN

Vệ sinh tốt hơn xung quanh mắc cài

Hiệu quả gấp **3 lần** cho việc loại bỏ mảng bám xung quanh mắc cài so với chỉ nha khoa*.

*Sử dụng đầu chính nha



Hiệu quả gấp

3 LẦN



waterpik® waterflosser® MÁY TẮM NƯỚC

ULTRA



Nghiên cứu lâm sàng gần đây khẳng định rằng máy tắm nước WaterPik® có hiệu quả đáng kể hơn so với chỉ nha khoa, bàn chải kẽ răng và máy tắm hơi cho việc loại bỏ mảng bám và cải thiện sức khỏe nướu răng.

- Máy được thiết kế gọn gàng và hiện đại.
- Có 10 mức cài đặt áp suất khác nhau (0,7 tới 6,2 bar).
- Bình chứa nước lớn có thể sử dụng liên tục trên 90 giây.
- Có thể sử dụng với nước súc miệng ưa thích của bạn.
- Có hộp cất giữ đầu tips an toàn, vệ sinh.
- Kèm theo 7 đầu tip:
 - 2 đầu tổng quát,
 - 1 đầu Pik Pocket,
 - 1 đầu vệ sinh lưỡi,
 - 1 đầu Plaque Seeker,
 - 1 đầu chỉnh nha,
 - 1 đầu bàn chải răng.



Trang bị 7 đầu tip	Sử dụng tốt nhất cho	
2 đầu Jet Classic 	- Sử dụng tổng quát	Phương pháp dễ dàng và hiệu quả hơn so với chỉ nha khoa! Trang bị 2 đầu tip cho nhiều người sử dụng.
Đầu bàn chải răng 	- Sử dụng tổng quát	Thuận tiện cho việc chải răng cùng lúc sử dụng tắm nước.
Đầu Plaque Seeker® 	- Implants - Răng sứ - Cầu mào	- Duy trì - Sử dụng tổng quát
Đầu chỉnh nha 	- Mặc cài. - Sử dụng tổng quát	Được thiết kế đặc biệt để tiếp cận bên dưới dây và xung quanh khung để loại bỏ mảng bám.
Đầu Pik Pocket™ 	- Nha chu	Mang thuốc điều trị tới đáy nướu và vệ sinh đáy nướu một cách nhẹ nhàng.
Đầu vệ sinh lưỡi 	- Hơi thở thơm tho	Loại bỏ vi khuẩn khỏi lưỡi, cho hơi thở thơm tho.

waterpik® waterflosser® MÁY TẮM NƯỚC

NANO™



- Máy được thiết kế gọn nhẹ hơn và vận hành êm ái hơn so với các kiểu máy trước đây.
- Có 3 mức cài đặt áp suất khác nhau (0,7 tới 6,3 bar).
- Bình chứa nước lớn có thể sử dụng liên tục trên 60 giây.
- Có thể sử dụng với nước súc miệng ưa thích của bạn.
- Bình chứa nước có thể được úp lên trên thân, giúp dễ dàng và tiện lợi cho việc cất giữ.
- Kèm theo 2 đầu tít: 1 đầu tổng quát và 1 đầu Plaque Seeker.



Trang bị 2 đầu tít

Sử dụng tốt nhất cho

**Đầu
Jet Classic**



- Sử dụng tổng quát

**Đầu
Plaque Seeker®**



- Implants
- Răng sứ
- Cầu mào
- Duy trì
- Sử dụng tổng quát

waterpik® waterflosser® MÁY TẮM NƯỚC

CLASSIC

- Có 6 mức cài đặt áp suất khác nhau (0,7 tới 5,5 bar).
- Bình chứa nước lớn có thể sử dụng liên tục trên 90 giây.
- Có thể sử dụng với nước súc miệng ưa thích của bạn.
- Bình chứa nước có thể được úp lên trên thân, giúp dễ dàng và tiện lợi cho việc cất giữ.
- Kèm theo 4 đầu tít: 2 đầu tổng quát, 1 đầu Pik Pocket và 1 đầu vệ sinh lưỡi.



Trang bị 4 đầu tít

Sử dụng tốt nhất cho

**2 đầu
Jet Classic**



- Sử dụng tổng quát

**Đầu
Pik Pocket™**



- Nha chu

**Đầu
vệ sinh lưỡi**



- Làm sạch lưỡi,
cho hơi thở thơm tho



waterpik® waterflosser® +sonic toothbrush

MÁY TẮM NƯỚC+BÀN CHẢI RĂNG SÓNG ÂM

COMPLETE CARE 5.0



Bàn chải răng + Máy tắm nước 2 TRONG 1 THIẾT BỊ

- Hiện đại, thiết kế nhỏ gọn.
- Hệ thống kiểm soát áp suất cao cấp có 10 mức cài đặt áp suất (0,7 tới 7,0 bar / 10 tới 100 PSI).
- Bình chứa nước lớn có thể sử dụng liên tục trên 90 giây.
- Có thể được sử dụng với nước súc miệng ưa thích của bạn.
- Bàn chải răng sóng âm có 3 kiểu hoạt động và 31.000 chuyển động mỗi phút.
- Kèm theo 5 đầu tip: 2 đầu tổng quát, 1 đầu Plaque Seeker, 1 đầu chỉnh nha, 1 đầu Pik Pocket) và 2 đầu bàn chải răng sóng âm.

Bàn chải răng sóng âm

- Loại bỏ mảng bám nhiều hơn **GẤP 9 LẦN** so với bàn chải thường (đã chứng minh lâm sàng).
- Dụng cụ vệ sinh lưỡi được tích hợp trên đầu bàn chải sóng âm.
- Đèn hiển thị sạc pin cho biết trạng thái sạc pin.
- 3 kiểu hoạt động:
 - **Chải răng** - Chải răng bằng sóng âm
 - **Làm trắng răng** - Loại bỏ mảng bám nhẹ nhàng và làm trắng răng tự nhiên
 - **Massage** - Tăng kích thích mô nướu và lưu thông máu



Trang bị 5 đầu tip	Sử dụng tốt nhất cho
2 Đầu Jet Classic	- Sử dụng tổng quát
Đầu Plaque Seeker®	- Implants - Duy trì - Răng sứ - Sử dụng tổng quát - Cầu mào
Đầu chỉnh nha	- Mặc cài - Sử dụng tổng quát
Đầu Pik Pocket™	- Nha chu

Trang bị 2 đầu bàn chải răng sóng âm

2 Đầu bàn chải răng sóng âm	- Sử dụng tổng quát
-----------------------------	---------------------



waterpik® waterflosser® MÁY TẮM NƯỚC

CORDLESS EXPRESS

- Máy được thiết kế đơn giản, gọn nhẹ và không dây.
- Máy sử dụng 3 pin AA, không sạc pin.
- Máy được trang bị hệ thống điều khiển áp suất kép (3,1 tới 5,2 bar).
- Bình chứa nước có thể sử dụng liên tục trên 30 giây.
- Có thể sử dụng với nước súc miệng ưa thích của bạn.
- Kèm theo 2 đầu tip: 2 đầu tổng quát.

Trang bị 2 đầu tip

Sử dụng tốt nhất cho

**Đầu
Jet Classic**



- Sử dụng tổng quát

Phương pháp dễ dàng và hiệu quả hơn so với chỉ nha khoa!

waterpik® waterflosser® MÁY TẮM NƯỚC

CORDLESS PLUS

- Máy được thiết kế đơn giản, gọn nhẹ và không dây.
- Máy sử dụng sạc điện, không cần pin.
- Máy được trang bị hệ thống điều khiển áp suất kép (3,1 tới 5,2 bar).
- Bình chứa nước có thể sử dụng liên tục trên 45 giây.
- Có thể sử dụng với nước súc miệng ưa thích của bạn.
- Kèm theo 4 đầu tip: 1 đầu tổng quát, 1 đầu vệ sinh lưỡi, 1 đầu Plaque Seeker, 1 đầu chỉnh nha.

Trang bị 4 đầu tip

Sử dụng tốt nhất cho

**Đầu
Jet Classic**



- Sử dụng tổng quát

**Đầu
Plaque Seeker®**



- Implants - Duy trì
- Răng sứ - Sử dụng tổng quát
- Cầu mào

**Đầu
chỉnh nha**



- Mặc cài
- Sử dụng tổng quát

**Đầu
vệ sinh lưỡi**



- Làm sạch lưỡi,
cho hơi thở thơm tho



Showroom - Trung Tâm Chăm sóc Khách hàng:
K0.01, Đường B-Bắc, Khu phố Star Hill
Trung Tâm Tài Chính Quốc Tế Phú Mỹ Hưng, Q.7, TP. HCM
Tel: (028) 5412 2662 - 5412 2882

Cửa hàng:
781/A13 Lê Hồng Phong (nổi dài), P.12, Q.10, TP. HCM
Tel: (028) 3862 0090 - 3863 4172