

CARL MARTIN GmbH tọa lạc ở thị trấn SOLINGEN, được thành lập từ năm 1916 và nổi tiếng trên thế giới về các dụng cụ như: **Dao, kéo và các dụng cụ phẫu thuật trong ngành Nha Khoa.**

Từ đó đến nay, Carl Martin chú tâm vào sản xuất và phân phối các dụng cụ cao cấp cho ngành Nha khoa. Hơn 90 năm kinh nghiệm về vật liệu, gia công và đáp ứng nhu cầu sử dụng hàng ngày của Bệnh viện, các Phòng nha và Lab đã làm cho chúng tôi trở thành một trong những nhà sản xuất dẫn đầu trên thế giới về dụng cụ nha khoa.

Carl Martin sở hữu nhiều giấy chứng nhận danh giá như **EN ISO 13485:2012 + AC:2012** và **EN ISO 9001:2008.**



EN ISO 13485:2012+AC:2012



EN ISO 9001:2008

Dòng sản phẩm tiện ích mới từ Carl Martin - Solingen


Thiết kế mới với tất cả các đặc điểm
của dụng cụ cầm tay hiện đại.

THIẾT KẾ KHOA HỌC

DỄ DÀNG VỆ SINH

CÁC LỰA CHỌN VÒNG ĐÁNH DẤU DỤNG CỤ

LIQUIDSTEEL
fluent perfection



* Tham khảo thêm thông tin và các chủng loại tại www.carlmartin.de

Khuyến mãi ĐẶC BIỆT

khi mua sản phẩm Carl Martin - Solingen

Đơn hàng từ
3 TRIỆU
TẶNG
chai dầu
FI, MD-400
sản phẩm của W&H/Áo



Đơn hàng từ
7 TRIỆU
TẶNG
chai dung dịch
diệt khuẩn
OROTOL PLUS
sản phẩm của DURR DENTAL/Đức



Đơn hàng từ
10 TRIỆU
TẶNG
tay thẳng
RC-43
sản phẩm của W&H/Áo



FINEST DENTAL INSTRUMENTS

www.carlmartin.de • Sản xuất tại Đức



Các dụng cụ Carl Martin có thể chịu được khử trùng nhiệt và hấp tiệt trùng. Các sản phẩm của Carl Martin có đa dạng các chất liệu như: Titanium-Ti, Tungsten Carbide (TC), SC-SuperCut, RH-Coating và LiquidSteel.

Nổi bật nhất là LiquidSteel, đây là loại thép không gỉ có thành phần Chrom 14%, không chứa các thành phần Nikel gây hại cho sức khỏe, cấu trúc phân tử của thép được tối ưu hóa bằng kỹ thuật làm cứng NOXI có các ưu điểm sau:

- GIA TĂNG KHẢ NĂNG CẮT, ĐỘ BỀN CAO VÀ CHỐNG OXI HÓA
- ĐẶC BIỆT BỀ MẶT BÓNG MỊN (Ở DỤNG CỤ CẦM TAY) NHỜ VÀO KỸ THUẬT ĐÁNH BÓNG ĐẶC BIỆT, LÀM GIẢM ĐỘ PHẢN CHIẾU ÁNH SÁNG
- THIẾT KẾ KHOA HỌC
- TRỌNG LƯỢNG NHẸ
- BỀ MẶT TRƠN LÁNG, HẠN CHẾ BẮM BẮN, DỄ DÀNG LAU CHùi CỨNG NHƯ VỆ SINH
- BỀ MẶT CHỐNG TRẦY XƯỐT