



FINEST DENTAL INSTRUMENTS
GERMANY

**BỘ trám thẩm mỹ
SI-1051-SET6**


Bao gồm: 1x SI-1051/14-HBL,
SI-1051/95-GE, SI-1051/104-OR,
SI-1051/108-GR, SI-1051F/1-BL,
SI-1051/Carve-PK

Colori

- Tay cầm phủ Silicon -

- Lớp phủ oxit titan xanh chống dính
vật liệu composite

Giá
6.321.000 VND



HBL
14 = cây trộn và đùn vật liệu trám

GE
95 = cây nhồi - hình "lọt nước"

OR
104 = đầu khắc mặt nhám
"DUCK HEAD"

GR
108 = đầu khắc đường rãnh

BL
SI-1051F = cây trộn và đùn vật liệu
có đầu mài mỏng và linh hoạt

PK
Khắc - đầu cao mỏng để tạo bề
vật liệu trám thẩm


**BỘ cạo vôi nha chu
SI-Paro-SET1**

Bao gồm: 1x SI-972/5-6-GE,
7-8-GR, 11-12-OR, 13-14-BL,
SI-972/H6-H7-HBL

Colori

- Tay cầm phủ Silicon -

Giá
6.527.000 VND



Cạo vôi dưới nước Curettes GRACEY
Nạo túi nha chu

Cạo vôi làm sạch

SI-972/5-6-GE

SI-972/7-8-GR

SI-972/11-12-OR

SI-972/13-14-BL

SI-972/H6-H7-HBL

**BỘ dụng cụ cạo vôi phòng ngừa
SI-961-SET-PK**

Bao gồm: Universal Curette SI-961/M23A-PK, Universal Scaler SI-961/M23-PK

Colori

- Tay cầm phủ Silicon -

hai mặt sắc bén

Giá
9.782.000 VND



- Đầu dụng cụ hình elip bo tròn (3) và mặt cắt hình kim cương (1) cho phép dụng cụ đi qua vùng kẽ răng và túi nha chu một cách tối ưu.
- Thiết kế cho phép xoay 180° cho 4 hướng nạy: 2 hướng mặt gùn và 2 hướng mặt xa. Trong quá trình nạy, dụng cụ hỗ trợ 5-7 tâm xoay (xoay và trợ lực), điều này vượt trội hơn bất kỳ loại cây nạy truyền thống khác (tối đa chỉ 1-2 tâm xoay). Các đường rãnh (2) ở 2 cạnh bên của đầu cây nạy đem lại hiệu quả làm việc tốt hơn.
- Đầu dụng cụ không được thiết kế cho việc nạy theo trục đứng vì có thể dẫn đến nứt gãy.



Giá
2.535.000 VND



Có thể khử trùng nhiệt



Hấp tiệt trùng đến 134°C

**Bộ cây nạy chân răng
547-SET**

Bao gồm: 547/1 - 2,8mm,
547/2 - 3,5mm,
547/3 - 4,0mm


Giá
9.782.000 VND



**Bộ cây nạy chân răng
LS590-SET**

Bao gồm: LS590/1-4

- Đầu dụng cụ nhỏ, nhẹ và sắc
- Các rãnh phẳng trên tay cầm
- Dễ cầm nắm



Giá
7.492.000 VND

ROCKHARD

lớp phủ cứng chắc




Lớp phủ Titanium Carbide tán đều với độ cứng cao, bền bỉ và có độ đàn hồi.

Trải nghiệm dụng cụ kẹp kim với chất liệu của đầu mũi có độ cứng như đá!

Những ion Titanium Carbide được lắng đọng cho đến khi kết thúc một quy trình đặc biệt, cho phép các ion đi xuyên vào vật liệu.

Kết quả là độ cứng được tăng từ mức bình thường là 48-52 HRC (Rockwell) lên thành 75-80 HRC. Độ mòn của bề mặt vì thế giảm đáng kể. Nguy cơ nứt gãy có thể xảy ra đối với lắng đọng TC thông thường, và tình trạng bị bề cong xảy ra đối với những kẹp kim đầu mỏng được loại bỏ gần như hoàn toàn.

Tất cả các dụng cụ từ ROCKHARD đều có tay cầm màu xanh.



BỘ dụng cụ phẫu thuật Micro

LSRH-Mikro-Set1



lớp phủ cứng chắc

Bao gồm: 1x LS1152RH/16,
LS852RH/16,
LS792DE-RH/16, 990

- Lớp phủ OXIT TITAN màu xanh giúp dễ dàng nhận biết dụng cụ trên khay
- Hiệu ứng chống chói do ánh sáng đèn phẫu thuật
- Bảo vệ bề mặt dụng cụ tốt hơn, chống trầy xước

Giá
13.054.000 VNĐ



Hấp tiệt trùng đến 134°C



Có thể khử trùng nhiệt

Với lớp phủ cứng chắc

TITAN CARBIDE • TITAN OXID

Kẹp kim Micro

Suture 4/0-6/0

Kéo Micro

Kẹp gấp Micro

Bút dầu

Dầu đặc biệt tra khớp nối dụng cụ

Với lớp phủ Titanium Carbide mịn giúp kẹp chắc chắn hơn

(có trên kẹp kim Micro và kẹp gấp Micro)


Dụng cụ trám chống dính

POLYFILL PLASMA⁺



Design + function

LIQIDSTEEL



Dụng cụ trám

Dụng cụ trám ASH

Bay trộn

Khay lấy dấu có lỗ

LS1054/10A /147 /148 /159 /160

LS1052/6 LS1052/207-208

LS1058A


Dycal

LS1045/12B

LS1052/49

1052/154G

medium size



flexible, medium size

412

Khay lấy dấu hàm trên
Size: XL, L, M, S, XS



413

Khay lấy dấu hàm dưới
Size: XL, L, M, S, XS



Bộ dụng cụ khám

Thăm chambers

Cán gương

Mặt gương (Hộp 12 cái)

Cây nạo ngứa

LS1100-DE

LS1081/33

LS1083/6

489

rỗng **Colori**

LS485

480/3

Ø 20mm

LS1020/

LS1081/70

LS1084/EXD5

rỗng

Also available as:

490RO

490GR

490GE

490SC

490BL

480/4

Ø 22mm

129-130

480/5



Ø 24mm

131-132

Mặt gương phẳng, kích thước tiêu chuẩn, dễ dàng tháo lắp bằng tay, cho phép khử và hấp diệt trùng

Ø 1,7mm

Ø 1,4mm



Mặt gương phóng đại



Kềm chỉnh nha

OLS-1111

Kềm cắt dây cung xa
Max 0,56mm x 0,70mm

TC

OLS-1113

Kềm cắt dây xa
Max 0,56mm x 0,70mm

TC

OLS-1315

Kềm tạo hình 3 lỗ




OLS-1329 YOUNG

Kềm tạo hình



OLS-1323-LF

Kềm mở chìm, tạo hình



OLS-1312

Kềm bẻ dây cung



OLS-1324

Kềm bẻ dây cung



OLS-1121

Kềm cắt dây cung
Max 0,56mm x 0,70mm

TC

1234A

Kềm uốn



1239 A

Kềm uốn dây cung



1339TC

Kềm uốn dây cung



OLS-1213

Kềm buộc dây cung



OLS-1211

Kềm Ligature



OLS-1241

Band Removing



OLS-1135

Lock Pin & Ligature Pliers

TC

OLS-2116

Kẹp Direct-Bond Bracket



Kềm mức xương

1830/2
FRIEDMANN



14,5cm

1829
MINI-FRIEDMANN
delicate

Kềm kẹp kim

1152TC/14
1152TC/18

CASTROVIEJO
(tungstencarbide)
inserts
14cm + 18cm

TC



1155TC/15
1155TC/18

CRILE-WOOD
(tungstencarbide)
inserts
15cm + 18cm

TC



1160/14
1160/17

MATHIEU
14cm + 17cm



1149TC/17


LICHTENBERG
17cm, (tungstencarbide)
inserts,
smooth action

TC



1149ATC/17
Đầu cong

Kéo phẫu thuật



838
16cm


840
16cm

KELLY

Kéo cắt chỉ

Cắt chỉ không gây
tổn thương

868 **863/16**
11,5cm 16cm



Đầu cong

Đầu thẳng

Kéo cắt nướu

802/12
Đầu cong,
12cm



802WC/12
Đầu cong,
(tungstencarbide)
Inserts, 12cm

TC



805SC/12
SUPER-CUT
Đầu thẳng,
12cm



807SC/12
SUPER-CUT
Đầu cong,
12cm




864SC
SUPER-CUT
GOLDMANN-FOX,
Đầu cong,
13cm



845SC/18
SUPER-CUT
Đầu cong,
18cm



826 1/2
UNIVERSAL
Đầu thẳng,
12cm




826D
Đầu thẳng,
10,5cm




854
LA GRANGE
Có các đường rãnh cực nhỏ
12cm

LS591/4.0 LS591A/4.0 LS592/2.5 LS592/3.5 LS592/4.5 LS592A/2.5 LS592A/3.5 LS592A/4.5



4,0mm Đầu thẳng 4,0mm Đầu cong 2,5mm Đầu thẳng 3,5mm Đầu thẳng 4,5mm Đầu thẳng 2,5mm Đầu cong 3,5mm Đầu cong 4,5mm Đầu cong



LS580/2 HEIDBRINK Ø 2,0mm LS580/3 HEIDBRINK Ø 2,0mm


LS580/1 HEIDBRINK Ø 2,0mm

579 Sắc mảnh, 1,8mm

579S Cạnh cưa, 1,5mm


579D Phủ kim cương, 1,8mm

Cây bóc tách nước



LS1804 WILLIGER LS1865 FREER sharp blunt LS1866 LS1867/PR3 PRICHARD - 19,5cm


Kẹp gấp



LS771A/2 COLLEGE 771A/2 heavy-duty 770AS/2 COLLEGE 773A/2 COLLEGE 773D Đầu tip phủ kim cương Kẹp gấp dùng để gấp inlay sứ 651 1/2 Với chốt khóa 782/18 Đầu thẳng 0,8mm • Tay cầm tròn

Kẹp gấp phẫu thuật đầu nhỏ


Cán dao mổ



871A/3 871A/4 LS871A/5 LS871MH/6

Cán dao mổ MICRO

Lưỡi dao mổ 100 lưỡi/hộp



871B/11 871B/15 871B/12D 871B/15C

Dao mổ đầu nhỏ 871MB/69



Hộp tháo dao mổ 874



Giúp cho việc gỡ bỏ lưỡi dao được an toàn với chức năng lưu lại lưỡi dao đã gỡ.

Dụng cụ banh má



1890/2 42x10mm

Ống tiêm thuốc tê



1950-RS • Không còn bị xin màu và bong tróc • Thích hợp cho khử trùng nhiệt và hấp diệt trùng

LiquidSteel STAINLESS



Có thể khử trùng nhiệt



Hấp diệt trùng đến 134°C

Kềm nhổ răng LIQUIDSTEEL



Kềm nhổ răng người lớn

Kềm nhổ răng hàm trên


- Răng cửa LS1
- Răng tiền cối LS7
- Răng cối bên phải LS17
- Răng cối bên trái LS18
- Chân răng LS51A
- Răng khôn LS67A

Kềm nhổ răng hàm dưới

- Răng cửa LS13
- Răng cối trái + phải LS22
- Chân răng LS33A
- Răng khôn LS79
- Kềm sừng bò LC86C



Kềm nhổ răng trẻ em LIQUIDSTEEL



Kéo đo kích thước xương hàm	Nghiên và trộn xương	Búa
1922	1924	1796A

Cây nạy chân răng


Cây nạy chân răng không sang chấn

Syndesmotom




Không gây tổn thương dây chằng, mô chu
1801/1
16cm
CHOMPRET


Dụng cụ nâng xoang



Dụng cụ phẫu thuật tách xương




Dụng cụ phẫu thuật lên + nhồi bột xương



Dụng cụ nạo xoang **Dụng cụ nạo và trộn xương**




Cây dừa xoang




Cây đo túi nha chu

LS973/CP12




LS973/80
n. WHO



LS974/CP15



Cây cạo vôi




TI
with
titanium
tips

Kềm nội nha

1206

Đầu kềm mảnh, thích hợp để giữ các dụng cụ nội nha gãy



Pliers for telescope crowns

1334D

Đầu mũi kềm phủ kim cương 12,5cm



Kềm FURRER

1164



Dụng cụ tháo mào


1111
UNIVERSAL



Dụng cụ tháo mào tậm

1113/1-3

Đi kèm 20 chốt + bột bám



Dụng cụ tháo mào

1112




Dùng khóa Allen để điều chỉnh khi cần thiết



Tách song song mào răng



Lớp phủ kim cương giúp cho phần mỏ của dụng cụ có độ cứng cao và bề mặt có độ nhám giúp bám chắc tốt ở phần mào răng



CARL MARTIN GmbH tọa lạc ở thị trấn SOLINGEN, được thành lập từ năm 1916 và nổi tiếng trên thế giới về các dụng cụ như: Dao, kéo và các dụng cụ phẫu thuật trong ngành Nha Khoa. Từ đó đến nay, Carl Martin chú tâm vào sản xuất và phân phối các dụng cụ cao cấp cho ngành Nha khoa. Hơn 100 năm kinh nghiệm về vật liệu, gia công và đáp ứng nhu cầu sử dụng hàng ngày của Bệnh viện, các Phòng nha và Lab đã giúp chúng tôi trở thành một trong những nhà sản xuất dẫn đầu trên thế giới về dụng cụ nha khoa.

Carl Martin sở hữu nhiều giấy chứng nhận danh giá như **EN ISO 13485:2012 + AC:2012** và **EN ISO 9001:2008**.

Các dụng cụ Carl Martin có thể chịu được khử trùng nhiệt và hấp tiệt trùng. Các sản phẩm của Carl Martin có đa dạng các chất liệu như: Titanium-Ti, Tungsten Carbide (TC), SC-SuperCut, RH-Coating và LiquidSteel.

Nổi bật nhất là LiquidSteel, đây là loại thép không gỉ có thành phần Chrom 14%, không chứa các thành phần Nikel gây hại cho sức khỏe, cấu trúc phân tử của thép được tối ưu hóa bằng kỹ thuật làm cứng NOXI có các ưu điểm sau:

- Gia tăng khả năng cắt, độ bền cao và chống oxy hóa
- Đặc biệt bề mặt bóng mịn (ở dụng cụ cầm tay) nhờ vào kỹ thuật đánh bóng đặc biệt, làm giảm độ phản chiếu ánh sáng
- Trọng lượng nhẹ
- Bề mặt trơn láng, hạn chế bám bẩn, dễ dàng lau chùi cũng như vệ sinh
- Bề mặt chống trầy xước



NHẬP KHẨU & PHÂN PHỐI CHÍNH THỨC



VIỆT NAM
N.K.LUCK
www.nkluck.vn | contact@nkluck.com

Showroom - Trung Tâm CSKH: K0.01, Đường B-Bắc, Khu Phố Star Hill, Trung Tâm Tài Chính Quốc Tế Phú Mỹ Hưng, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Tel: (028) 5412 2662 - 5412 2882

Cửa Hàng: 781/A13 Lê Hồng Phong (nối dài), Phường 12, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh
Tel: (028) 3862 0090 - 3863 4172

Showroom Đà Nẵng: P. 102 - Soho Building Đà Nẵng, 27-29 Lý Tự Trọng, P. Thạch Thang, Q. Hải Châu, Đà Nẵng
Tel: (0236) 398 1889 - 0918 097 798

Showroom Hà Nội: Lầu 4, Tòa nhà Bắc Á, 09 Đào Duy Anh, P. Phương Liễn, Q. Đống Đa, Hà Nội
Tel: 0918 893 798 - 0911 229 028

