



VIỆT NAM
N.K.LUCK
CUNG CẤP THIẾT BỊ - VẬT LIỆU - DƯỢC PHẨM NGÀNH NHA KHOA



Mũi Mài - Hoàn Tất - Đánh Bóng
Dành cho Lâm Sàng và Labo

DENTAL

Perfect surfaces



made
in
Germany

OCCLUFLEX



Thiết kế đặc biệt dành cho đánh bóng mặt nhai



Độ sáng bóng tuyệt hảo



Không cần sử dụng kem kem đánh bóng



Đánh bóng hiệu quả vùng rãnh rãnh cối bởi thiết kế đầu búp đặc biệt



Ứng dụng trực quan



Có thể hấp tiệt trùng



Mũi Kim Cường Đánh Bóng dùng cho Composite

DIACOMP® PLUS Hệ thống mũi đánh bóng 2 bước bằng kim cương cho composite

Làm nhẵn

Đánh bóng

Kích thước hạt: vừa
rec. RPM: 3.000 - 8.000 min⁻¹;
max.: 20.000 min⁻¹
Pack.: 1, 10 pieces

Kích thước hạt: mịn
rec. RPM: 3.000 - 8.000 min⁻¹;
max.: 20.000 min⁻¹
Pack.: 1, 10 pieces



Item:	DT-DCP10m	DT-DCP14m	DCP-OFm	DT-DCP10f	DT-DCP14f	DCP-OFF
Item No.:	6180	6184	6175	6280	6284	6275
Sizes (mm):	11 x 1,6	14 x 1,6	5,5 x 8,8	11 x 1,6	14 x 1,6	5,5 x 8,8



Set RA 343
6 pieces
Item: RA 343
Item No.: 9087

Set RA 341
8 pieces
DCP-W11m, DCP1m, DCP2m, DCP3m,
DCP-W11f, DCP1f, DCP2f, DCP3f

Item: RA 341
Item No.: 9073



Set RA 344
6 pieces
Item: RA 344
Item No.: 9094

DIACOMP ULTRA Hệ thống mũi đánh bóng một bước cho composite

Kích thước hạt: mịn
rec. RPM: 3.000 - 10.000 min⁻¹;
max.: 20.000 min⁻¹

Pack.:
1, 10 pieces



Item:	DCU-W11	DCU1	DCU2	DCU3
Item No.:	6081	6071	6072	6073
Sizes (mm):	3 x 7,5	14 x 10	10 x 2,5	6 x 7,5



Set RA 350
4 pieces
DCU-W11, DCU1, DCU2, DCU3

Item: RA 350
Item No.: 9074

DIACOMP® PASTE

Kem đánh bóng vật liệu trám composite.
Dùng đánh bóng composite với độ sáng bóng cao.
Thành phần Kim Cương chủ chốt. Phối hợp ứng dụng hoàn hảo với Chổi đánh bóng EVE UNIBRUSH



Pack.: 1 piece

Item:	DP3
Item No.:	9706
Grit (μ):	4 - 8

Chén Trộn

PLUS

Dùng để trộn thạch cao, alginate và các vật liệu khác.



200 ml



400 ml



5 ml



25 ml

Item:	PLUS200	PLUS400	MIX5	MIX25
Item No.:	9600	9601	9620	9621

MIX

Chén trộn bằng silicon trong suốt giúp cho việc trộn nhựa tự cứng được dễ dàng.

Chổi Đánh Bóng

UNIBRUSH

rec. RPM: 5.000 - 7.000 min⁻¹
max. 10.000 min⁻¹
Pack.: 10, 100 pieces



Item:	WTO6
Item No.:	B826
Sizes (mm):	6 x 5,5

Mũi Kim Cường Đánh Bóng dùng cho Sứ và Kim Loại

EVE DIAPOL®

Hệ thống đánh bóng 3 bước bằng kim cương cho sứ (hoàn tất, làm nhẵn và đánh bóng). Với chất lượng vượt trội và thời gian mài chỉnh nhanh, EVE Diapol là công cụ hiệu quả và tiết kiệm để chỉnh sửa những lỗi cuối cùng. Chất lượng cao hơn hẳn so với những hệ thống đánh bóng trước đây.



Hoàn tất và tạo dạng

EVE DIAPOL®, Mũi kim cương, lấy vật liệu dư và hoàn tất cho sứ và kim loại.

Kích thước hạt: thô



rec. RPM:
7.000 - 12.000 min⁻¹;
max.: 20.000 min⁻¹
Pack.: 1, 10 pieces

Làm nhẵn

EVE DIAPOL®, Mũi kim cương, làm nhẵn sứ và kim loại.

Kích thước hạt: vừa



Đánh bóng

EVE DIAPOL®, Mũi kim cương, đánh bóng sứ và kim loại, không cần có paste đánh bóng.

Kích thước hạt: mịn



Item:	DT-W14Dg	W16Dg	W17Dg	W18Dg	DT-W14Dmf	W16Dmf	W17Dmf	W18Dmf	DT-W14D	W11D	W16D	W17D	W18D
Item No.:	7084	7086	7087	7088	7184	7186	7187	7188	7284	7281	7286	7287	7288
Sizes (mm):	14 x 1,6	4 x 10	6 x 7,5	10 x 2,5	14 x 1,6	4 x 10	6 x 7,5	10 x 2,5	14 x 1,6	3 x 7,5	4 x 10	6 x 7,5	10 x 2,5

Set RA 306
6 pieces
Item: RA 306
Item No.: 9088



Set RA 305
9 pieces
Item: RA 305
Item No.: 9077



Mũi Mài và Mũi Đánh Bóng bằng Kim Cương dùng cho Zirconia

Hệ thống đánh bóng 2 bước bằng kim cương cho sứ, đặc biệt cho phục hình CAD/CAM và sứ oxide. Những mũi này rất thích hợp để mài chỉnh những phục hình trên ghế như inlays, onlays, veneer và mão. Nhờ có độ bền cao và khả năng lấy đi những vật liệu dư giúp tiến trình đánh bóng nhanh chóng và hiệu quả chỉ trong vài giây. Đối với những bề mặt còn thô nhám nhiều hãy dùng mũi mài EVE Diasynt Plus trước khi dùng mũi đánh bóng Diacera.

EVE DIASYNT PLUS

Mài vật liệu dư

Mũi kim cương bỏ vật liệu dư cho sứ, kim loại, đặc biệt là sứ oxide mà không gây nóng.

rec. RPM: 8.000 - 12.000 min⁻¹;
max.: 25.000 min⁻¹
Pack.: 1, 10 pieces



Kích thước hạt: thô Kích thước hạt: vừa

EVE DIACERA

Làm nhẵn và đánh bóng sơ bộ

Mũi kim cương, làm nhẵn và đánh bóng sơ bộ cho sứ, đặc biệt là sứ oxide.

Kích thước hạt: vừa
rec. RPM: 7.000 - 10.000 min⁻¹; max.: 20.000 min⁻¹
Pack.: 1, 10 pieces



Đánh bóng sau cùng

Mũi kim cương, đánh bóng sứ và sứ oxide với độ bóng cao.

Kích thước hạt: mịn
rec. RPM: 7.000 - 10.000 min⁻¹; max.: 20.000 min⁻¹
Pack.: 1, 10 pieces




Set RA 322
8 pieces
DYP-W13g, DYP-W9g,
W16DCmf, W17DCmf,
W18DCmf, W16DC,
W17DC, W18DC
Item: RA 322
Item No.: 9078

Item:	DYP-W9g	DYP-W13g	DYP-W9m	DYP-W13m	W16DCmf	W17DCmf	W18DCmf	W16DC	W17DC	W18DC
Item No.:	8079	8083	8179	8183	7686	7687	7688	7786	7787	7788
Sizes (mm):	11,5 x 3	4 x 10	11,5 x 3	4 x 10	4 x 10	6 x 7,5	10 x 2,5	4 x 10	6 x 7,5	10 x 2,5

ECOCHROM Mũi đánh bóng dùng cho hợp kim quý và không quý

Kích thước hạt: thô
rec. RPM: 8.000 - 15.000 min⁻¹;
max.: 20.000 min⁻¹



Pack.:
10, 100 pieces


Item:	ECR-R22	ECR-L22	ECR-C6
Item No.:	4200	4201	4217
Sizes (mm):	22 x 3	22 x 4	6 x 22

EVE Mandrels

Trục lắp bằng thép không gỉ có độ chính xác cao.
Pack.: 3, 10, 100 pieces

Item:	95RA	76RA
Item No.:	9595	9576
Screw head - Ø(mm):		5
Item:	61HP	78HP
Item No.:	9551	9553
Screw head - Ø(mm):	-	5

Mũi Đánh Bóng dùng cho Composite



EVE ECOCOMP

Hệ thống đánh bóng 2 bước cho vật liệu composite với độ mịn và độ bóng kéo dài.

Làm nhẵn và đánh bóng sơ bộ


Kích thước hạt: vừa
rec. RPM: 7.000 - 10.000 min⁻¹; max.: 20.000 min⁻¹
Pack.: 10, 100 pieces



Item:	EC2km	EC6m	EC7m	EC18m	EC2kf	EC6f	EC7f	EC18f
Item No.:	5172	5176	5177	5188	5272	5276	5277	5288
Sizes (mm):	3 x 6	10 x 0,7	5 x 10	10 x 2,5	3 x 6	10 x 0,7	5 x 10	10 x 2,5

Đánh bóng

Kích thước hạt: mịn
rec. RPM: 7.000 - 10.000 min⁻¹; max.: 20.000 min⁻¹
Pack.: 10, 100 pieces



Set RA 210
8 pieces
EC11m, EC3Km, EC7m, EC18m, EC11f, EC3Kf, EC7f, EC18f
Item: RA 210
Item No.: 9071

EVE COMPOSORT

Hệ thống đánh bóng 3 bước bằng silicone mềm và mịn cho tất cả các loại composite.

Làm nhẵn và đánh bóng sơ bộ

Kích thước hạt: vừa
rec. RPM: 5.000 - 8.000 min⁻¹; max.: 20.000 min⁻¹
Pack.: 10, 100 pieces



Item:	CS11m	CS2Bm	CS7m	CS9m	CS11f	CS2Bf	CS7f	CS9f
Item No.:	2681	2692	2677	2679	2781	2792	2777	2779
Sizes (mm):	3 x 7,5	5 x 10	7 x 10	11 x 2,5	3 x 7,5	5 x 10	7 x 10	11 x 2,5

Đánh bóng

Kích thước hạt: mịn
rec. RPM: 5.000 - 8.000 min⁻¹; max.: 20.000 min⁻¹
Pack.: 10, 100 pieces



Set RA 128
8 pieces
CS11m, CS11f, CS2Bm, CS2Bf, CS7m, CS7f, CS9m, CS9f
Item: RA 128
Item No.: 9072

Mũi Silicone Đánh Bóng dùng cho Sứ

EVE ECOCERAM

Hệ thống mũi silicone đánh bóng 3 bước (hoàn tất, làm nhẵn và đánh bóng) dành cho sứ.

Hoàn tất và tạo dạng

EVE ECOCERAM VK, Mũi silicone lấy vật liệu dư và tạo viền cho sứ.

Kích thước hạt: thô



rec. RPM:
7.000 - 15.000 min⁻¹;
max.: 25.000 min⁻¹
Pack.: 10, 100 pieces

Làm nhẵn và đánh bóng sơ bộ

EVE ECOCERAM NK, Mũi silicone làm nhẵn vật liệu sứ.

Kích thước hạt: vừa



Đánh bóng sau cùng

EVE ECOCERAM SK, Mũi silicone đánh bóng sứ.

Kích thước hạt: mịn



Item:	W2BVK	W7VK	W2BNK	W7NK	W2BSK	W7SK
Item No.:	1592	1577	1692	1677	1792	1777
Sizes (mm):	5 x 10	7 x 10	5 x 10	7 x 10	5 x 10	7 x 10

EVE BRACKET

Dùng loại bỏ composite gắn mắc cài mà không làm tổn thương men răng.


Kích thước hạt: thô
rec. RPM: 5.000 - 7.000 min⁻¹
Pack.: 10, 100 pieces



Item:	BR11	BR7
Item No.:	5381	5377
Sizes (mm):	3 x 7,5	5 x 10

EVE UNIVERSAL

Hệ thống mũi silicone dùng cho đánh bóng sứ, composite, kim loại quý và Amalgam



Kích thước hạt: vừa
rec. RPM: 7.000 - 10.000 min⁻¹;
max.: 20.000 min⁻¹
Pack.: 10, 100 pieces

Item:	W11	W1	W2B	W5	W7
Item No.:	1081	1071	1092	1075	1077
Sizes (mm):	3 x 7,5	5,5 x 15	5 x 10	9 x 8,5	7 x 10

EVE PROPHYCLEAN®

Dùng để lấy vôi răng, mảng bám, vết dính, keo gắn mắc cài dư, cement gắn dư. Dễ dàng đánh bóng ở vùng kẽ răng, chân răng và không làm tổn thương men răng.

Kích thước hạt: vừa
rec. RPM: 5.000 - 10.000 min⁻¹
Pack.: 1, 10 pieces



Item:	PC-100
Item No.:	8800
Sizes (mm):	2,35 x 9



Mũi Mài cho Sứ, Kim Loại và Vật Liệu có Độ Cứng Cao

EVE DIASynt PLUS

Mũi mài được sản xuất với công nghệ cao có các hạt kim cương dùng cho sứ, đặc biệt là sứ oxide. Nhờ thành phần có các hạt kim cương chịu được nhiệt độ cao nên mũi mài Diasynt Plus được sử dụng cho nhiều loại vật liệu có độ cứng cao như Zirconia và oxide nhôm mà những vật liệu mài trước đây không đạt được. Diasynt Plus lấy đi những vật liệu dư nhanh chóng với sự sinh nhiệt rất thấp do đó không ảnh hưởng đến chất lượng vật liệu được mài và không tạo ra những đường vi nứt trên sản phẩm.

Mài vật liệu dư

Kích thước hạt: thô
rec. RPM: 8.000 - 12.000 min⁻¹; max.: 25.000 min⁻¹



Pack.:
1, 10 pieces

Mài hoàn tất

Kích thước hạt: vừa
rec. RPM: 8.000 - 12.000 min⁻¹; max.: 20.000 min⁻¹



Item:	DYP-22/4g	DYP-22/2g	DYP-8g	DYP-9g	DYP-13g	DYP-14g	DYP-22/4m	DYP-22/2m	DYP-8m	DYP-9m	DYP-13m	DYP-14m
Item No.:	8000	8002	8048	8049	8053	8054	8100	8102	8148	8149	8153	8154
Sizes (mm):	22 x 4	22 x 2	12 x 2	11,5 x 3	4 x 10	5 x 13	22 x 4	22 x 2	12 x 2	11,5 x 3	4 x 10	5 x 13

Hệ Thống Đánh Bóng Kim Cương dùng cho Sứ Oxide

EVE DIACERA

Hệ thống đánh bóng 2 bước bằng kim cương cho sứ, đặc biệt cho phục hình CAD/CAM và sứ oxide. Những mũi này rất thích hợp để mài chỉnh những phục hình trên ghế như inlays, onlays, veneer và mão. Nhờ có độ bền cao và khả năng lấy đi những vật liệu dư giúp tiến trình đánh bóng nhanh chóng và hiệu quả chỉ trong vài giây. Đối với những bề mặt còn thô nhám nhiều hãy dùng mũi mài EVE Diasynt Plus trước khi dùng mũi đánh bóng Diacera.



Làm nhẵn

Kích thước hạt: vừa
rec. RPM: 7.000 - 12.000 min⁻¹; max.: 20.000 min⁻¹



Pack.:
1, 10 pieces

Đánh bóng

Kích thước hạt: mịn
rec. RPM: 7.000 - 12.000 min⁻¹; max.: 20.000 min⁻¹



Item:	SL20DCmf	H2DCmf	H8DCmf	SL20DC	H2DC	H8DC
Item No.:	7601	7642	7648	7701	7742	7748
Sizes (mm):	20 x 1	4 x 13	11 x 2	20 x 1	4 x 13	11 x 2

Mũi Silicone Đánh Bóng dùng cho Sứ

EVE ECOCERAM

Hệ thống mũi silicone đánh bóng 3 bước (hoàn tất, làm nhẵn và đánh bóng) dành cho sứ.

Hoàn tất và tạo dạng

EVE ECOCERAM VK, Mũi silicone lấy vật liệu dư và tạo viền cho sứ.

Kích thước hạt: thô
rec. RPM: 7.000 - 15.000 min⁻¹; max.: 25.000 min⁻¹



Pack.:
10, 100 pieces

Làm nhẵn và đánh bóng sơ bộ

EVE ECOCERAM NK, Mũi silicone làm nhẵn vật liệu sứ.

Kích thước hạt: vừa
rec. RPM: 7.000 - 15.000 min⁻¹; max.: 25.000 min⁻¹



Đánh bóng sau cùng

EVE ECOCERAM SK, Mũi silicone đánh bóng sứ.

Kích thước hạt: mịn
rec. RPM: 7.000 - 15.000 min⁻¹; max.: 25.000 min⁻¹



Item:	R22VK	LS22VK	S6VK	R22NK	LS22NK	S6NK	R22SK	LS22SK	S6SK
Item No.:	1500	1501	1516	1600	1601	1616	1700	1701	1716
Sizes (mm):	22 x 3	22 x 4	6 x 24	22 x 3	22 x 4	6 x 24	22 x 3	22 x 4	6 x 24

ECOCERAM WG Hệ thống mũi đánh bóng cho Pre-sintered Zirconia.

Kích thước hạt: vừa
rec. RPM: 4.000 - 7.000 min⁻¹;
max.: 10.000 min⁻¹



Kích thước hạt: mịn
rec. RPM: 4.000 - 7.000 min⁻¹;
max.: 10.000 min⁻¹



Pack.:
10, 100 pieces

Item:	R22m-WG	H334Km-WG	R22f-WG	H334Kf-WG
Item No.:	2800	2834	2900	2934
Sizes (mm):	22 x 3	10 x 24	22 x 3	10 x 24

UNIVERSAL Hệ thống đánh bóng cho sứ, kim loại quý, acrylic và composite

Kích thước hạt: vừa
rec. RPM: 7.000 - 10.000 min⁻¹;
max.: 20.000 min⁻¹



Pack.:
10, 100 pieces

Item:	H1	H4	H8
Item No.:	1041	1044	1048
Sizes (mm):	5,5 x 15	5 x 16	11 x 2

Mũi Kim Cương Đánh Bóng dùng cho Sứ và Kim Loại

EVE DIAPOL®

Hệ thống đánh bóng 3 bước bằng kim cương cho sứ (hoàn tất, làm nhẵn và đánh bóng). Với chất lượng vượt trội và thời gian mài chỉnh nhanh, EVE Diapol là công cụ hiệu quả và tiết kiệm để chỉnh sửa những lỗi cuối cùng. Chất lượng cao hơn hẳn so với những hệ thống đánh bóng trước đây.



Hoàn tất và tạo dạng

EVE DIAPOL®, Mũi kim cương, lấy vật liệu dư và hoàn tất cho sứ và kim loại.


Kích thước hạt: thô
rec. RPM: 7.000 - 12.000 min⁻¹; max.: 20.000 min⁻¹
Pack.: 1, 10 pieces



Làm nhẵn

EVE DIAPOL®, Mũi kim cương, làm nhẵn sứ và kim loại.

Kích thước hạt: vừa
rec. RPM: 7.000 - 12.000 min⁻¹; max.: 20.000 min⁻¹
Pack.: 1, 10 pieces



Đánh bóng

EVE DIAPOL®, Mũi kim cương, đánh bóng sứ và kim loại, không cần có paste đánh bóng.

Kích thước hạt: mịn
rec. RPM: 7.000 - 12.000 min⁻¹; max.: 20.000 min⁻¹
Pack.: 1, 10 pieces



Item:	DT-H14Dg	DT-H17Dg	L26Dg	H8Dg	H2Dg	DT-H14Dmf	DT-H17Dmf	L26Dmf	H8Dmf	H2Dmf	DT-H14D	DT-H17D	L26D	H8D	H2D
Item No.:	7054	7057	7000	7048	7042	7154	7157	7100	7148	7142	7254	7257	7200	7248	7242
Sizes (mm):	14 x 1,6	17 x 1,6	26 x 2	11 x 2	4 x 13	14 x 1,6	17 x 1,6	26 x 2	11 x 2	4 x 13	14 x 1,6	17 x 1,6	26 x 2	11 x 2	4 x 13

Mũi Đánh Bóng dùng cho Hàm Nhựa

EVE TECHNIK

Hệ thống đánh bóng 3 bước gồm lấy vật liệu dư, làm nhẵn và đánh bóng cho phục hình nhựa, hàm chỉnh nha bằng nhựa acrylic.

Hoàn tất

Kích thước hạt: thô
rec. RPM: 5.000 - 7.000 min⁻¹



Làm nhẵn

Kích thước hạt: vừa
rec. RPM: 5.000 - 7.000 min⁻¹



Đánh bóng

Kích thước hạt: mịn
rec. RPM: 5.000 - 7.000 min⁻¹



Set HP 115
12 pieces
Item: HP 115
Item No.: 9044

Item:	H332K	H334K	H336K	H338	H332Km	H334Km	H336Km	H338m	H332Kf	H334Kf	H336Kf	H338f
Item No.:	2032	2034	2036	2038	2132	2134	2136	2138	2232	2234	2236	2238
Sizes (mm):	10 x 20	10 x 24	15 x 17	5,5 x 16	10 x 20	10 x 24	15 x 17	5,5 x 16	10 x 20	10 x 24	15 x 17	5,5 x 16

Mũi Đánh Bóng dùng cho Hộp Kim Quý, Không Quý và Mẫu Đúc

EVEFLEX TECHNIK

Mũi đánh bóng dùng cho hộp kim quý và không quý.

Đánh bóng sơ bộ

Mũi dẻo dùng đánh bóng kim loại quý và không quý với độ bóng mờ.

Kích thước hạt: mịn
rec. RPM: 7.000 - 12.000 min⁻¹; max.: 20.000 min⁻¹



Pack.:
10, 100 pieces

Đánh bóng sau cùng

Mũi dẻo đánh bóng cho kim loại quý và không quý với độ bóng cao.


Kích thước hạt: siêu mịn
rec. RPM: 7.000 - 12.000 min⁻¹; max.: 20.000 min⁻¹



Item:	705	706	805	806
Item No.:	4705	4706	4805	4806
Sizes (mm):	5 x 16	5,5 x 18	5 x 16	5,5 x 18

DIACOMP ULTRA

Hệ thống mũi đánh bóng một bước cho composite



Kích thước hạt: mịn
rec. RPM: 3.000 - 10.000 min⁻¹; max.: 20.000 min⁻¹

Pack.:
1, 10 pieces

Item:	DCU-H4	DCU-H15	DCU-H16
Item No.:	6044	6055	6056
Sizes (mm):	5 x 16	14,5 x 2,5	14,5 x 2,5

EVEFLEX TWIST

Đĩa đánh bóng dùng cho hộp kim quý và không quý. Đĩa đánh bóng linh hoạt cho phép đánh bóng mà không làm ảnh hưởng đến cấu trúc bề mặt của vật liệu.

rec. RPM: 8.000 - 12.000 min⁻¹; max.: 15.000 min⁻¹
Pack.: 10, 100 pieces



Siêu thô



Thô



Vừa



Mịn



Siêu mịn

Item:	ET-517	ET-617	ET-717	ET-817	ET-917
Item No.:	4517	4617	4717	4817	4917
Sizes (mm):	18 x 1,2	18 x 1,2	18 x 1,2	18 x 1,2	18 x 1,2

781/A13 Lê Hồng Phong (nối dài), Phường 12, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh

(028) 3862 0090 - 3863 4172

K0.01, Đường B-Bắc, Khu Phố Star Hill, Trung Tâm Tài Chính Quốc Tế Phú Mỹ Hưng, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh

(028) 5412 2662 - 5412 2882

P. 102 - Soho Building Đà Nẵng, 27-29 Lý Tự Trọng, P. Thạch Thang, Q. Hải Châu, Đà Nẵng

(0236) 398 1889 - 0918 097 798

Lầu 4, Tòa nhà Bắc Á, 09 Đào Duy Anh, P. Phương Liên, Q. Đống Đa, Hà Nội

Tel: 0918 893 798 - 0911 229 028