

Perfection means
always inventing something new.



THƯ MỜI

HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ - Tháng 06/2014


- + Giới thiệu lợi ích và đặc điểm nổi trội của máy ép áp suất đa năng MINISTAR S®
- + Giới thiệu về cách tạo các loại khí cụ chỉnh nha tháo lắp
- + Giới thiệu về hệ thống chỉnh nha không mắc cài CLEAR-ALIGNER®
- + Giới thiệu Khí cụ chống ngáy



MINISTAR S®
Máy ép áp suất đa năng



CLEAR-ALIGNER®
Chỉnh nha không mắc cài



MINISTAR[®]

MÁY ÉP ÁP SUẤT ĐA NĂNG

Máy ép áp suất đa năng MINISTAR S[®] thể hệ mới nhỏ gọn, xử lý nhanh chóng và chính xác với công nghệ quét tiên tiến. Đầu quét đọc mã vật liệu ép áp suất, đồng thời cho phép lập trình tất cả các dữ liệu quan trọng như: thời gian làm nóng, nhiệt độ và thời gian làm nguội. Hệ thống MINISTAR S[®] cho kết quả ép áp suất chính xác trong khoảng thời gian cực kỳ ngắn nhờ vào bộ tạo nhiệt bằng hồng ngoại và áp suất làm việc cao 4.0 bar.

Những lợi ích và đặc điểm nổi trội của hệ thống MINISTAR S[®]

- Công nghệ quét tiên tiến
- Đạt nhiệt độ làm việc chỉ trong vòng 1 giây nhờ sử dụng công nghệ tạo nhiệt mới
- Ngăn chứa hạt thiết kế hợp lý giúp kiểm soát tốt. Các hạt dư thừa sẽ tự động rơi vào rãnh xung quanh và được quét trở lại ngăn chứa hạt để dùng
- Màn hình hiển thị có cấu trúc rõ ràng
- Vật liệu ép đa dạng, thích hợp với nhiều ứng dụng tạo khí cụ khác nhau
- Chức năng quét được lập trình ngay lập tức
- Áp suất làm việc 4.0 bar
- Bộ tạo nhiệt bằng hồng ngoại với công nghệ tính nhiệt mới đảm bảo nhiệt độ nung không đổi
- Thời gian làm nóng và làm nguội được kiểm soát bởi tín hiệu âm thanh và thị giác



Một số ứng dụng



CLEAR-ALIGNER[®] Chinh nha không mắc cài

Những lợi ích ngay lập tức cho phòng nha của bạn

Nha sĩ có thể tận dụng được những lợi thế thành công của CLEAR-ALIGNER

- Phòng nha của bạn sẽ có chi phí điều trị thấp và hiệu quả
- Bạn có thể kiểm soát quá trình điều trị cho bệnh nhân
- Các khí cụ có tính tương thích sinh học cao, chất lượng tốt
- Phạm vi ứng dụng rộng
- Kết quả của quá trình điều trị cao, với độ chính xác tuyệt đối
- Có các khóa đạo tạo kỹ thuật làm suốt CLEAR ALIGNER
- Có nhiều nguồn thông tin, kỹ thuật liên quan
- Có thể điều chỉnh trị liệu bất cứ lúc nào

Những khí cụ trong suốt, gần như vô hình

Những lợi ích mang đến cho bệnh nhân của bạn rõ ràng:

- Những khí cụ CLEAR ALIGNER hoàn toàn trong suốt và gần như vô hình
- Tính tương thích sinh học cao
- Hiệu quả hơn cả mong đợi
- Rất thoải mái khi đeo khí cụ trong quá trình điều trị, đặc biệt thích hợp với người lớn
- Tính phù hợp và thẩm mỹ cao
- Quá trình vệ sinh đơn giản, dễ tháo ra để làm vệ sinh



IST[®] - Khí cụ điều trị ngáy khi ngủ

Ngáy ngủ không chỉ là tật xấu phát ra âm thanh khó chịu khi ngủ, mà còn là một vấn đề ảnh hưởng đến sức khỏe nghiêm trọng và có khả năng đe dọa tính mạng. Phần lớn mọi người bị khó thở trong khi ngủ, ví dụ như tắc nghẽn, ngưng thở khi ngủ (OSA), có thể là lý do của các bệnh lý về tim. Bệnh OSA cần phải được nghiên cứu, chẩn đoán và tìm ra giải pháp điều trị. Việc chẩn đoán được thực hiện bởi các bác sĩ chuyên ngành liên quan về giấc ngủ, hô hấp, tai, mũi, họng và các chuyên gia, các trung tâm rối loạn giấc ngủ và các chuyên gia nha khoa.

Nhờ vào sự hợp tác của các bác sĩ chuyên ngành với các nha sĩ nhiều trường hợp ngáy ngủ và ngưng thở lúc ngủ đã có thể được điều trị thành công với khí cụ chống ngáy IST[®] (IST[®] - Appliance). Khí cụ IST[®] ngăn chặn ngáy bằng cách di chuyển hàm dưới về phía trước.

Sự điều chỉnh này làm giảm sự tắc nghẽn cổ họng. Để điều chỉnh hàm dưới về phía trước đúng phương pháp, cần phải tìm hiểu thêm phân hướng dẫn sử dụng telescopes. Cấu trúc này cho phép kiểm soát hàm dưới mà không làm ảnh hưởng đến không gian của lưỡi, phù hợp nhất đối với bệnh nhân.

Những lợi ích của khí cụ chống ngáy:

- Hơi thở của bệnh nhân sẽ được thông suốt (không còn ngáy, ngưng thở trong lúc ngủ)
- Gia tăng tính thích nghi của bệnh nhân bởi kích thước của khí cụ nhỏ
- Khí cụ có thể được kiểm soát theo chiều ngang, chiều dọc, giúp giảm thiểu tác động tiêu cực lên các khớp thái dương

Để đăng ký tham dự, Quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp qua số điện thoại: **0916 908 798** hoặc điền thông tin vào phiếu bên dưới và gửi về công ty N.K.Luck Việt Nam theo địa chỉ: **171-173, đường số 9A, KDC Trung Sơn, Bình Chánh, TP. HCM**

PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ THÁNG 06/2014

Tên Phòng khám / Labo:

Tên người tham dự:

Địa chỉ:

Email: Điện thoại:

ĐẶC BIỆT
giảm 5%
khí mua các sản phẩm
SCHEUDENTAL

Công ty N.K.LUCK Việt Nam kết hợp với SCHEU DENTAL / Đức

tổ chức Hội thảo chuyên đề

CÔNG NGHỆ ÉP ÁP SUẤT ĐA NĂNG MINISTAR S®

Chương trình dành cho tất cả Phòng Nha và Labo tham dự miễn phí

NGƯỜI THUYẾT TRÌNH



Chuyên gia **MATTHIAS SCHWARTZE**

- 1988 - 1993:** Học tập tại Trường Đại học Muenster (Fachhochschule), hoàn thành khóa học và tốt nghiệp kỹ sư về kỹ thuật môi trường
- 1995:** Làm việc tại Scheu Dental với vị trí là Đại diện Kinh doanh ở Đức và một số trách nhiệm xuất khẩu có liên quan
- 2002:** Giám Đốc Kinh Doanh Khu vực Châu Á, Châu Âu, Trung Đông, Úc và Châu Đại Dương
- Kinh nghiệm:** Thuyết trình, tổ chức hội nghị chuyên đề, triển lãm, hướng dẫn kỹ thuật cho đối tác, Labs, Nha sĩ, bác sĩ chỉnh nha, y tá,...

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

■ TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

Thời gian: Thứ 6 ngày 13/06/2014 (8:30AM – 12:00PM và 13:00PM – 15:00PM)

- Giới thiệu lợi ích và đặc điểm nổi trội của máy ép áp suất đa năng MINISTAR S®
- Giới thiệu về cách tạo các loại khí cụ chỉnh nha tháo lắp

Địa điểm: Đại Học Y Dược TP. HCM – Khoa Răng Hàm Mặt – Giảng Đường C
652 Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, TP. HCM

■ TẠI HÀ NỘI

Thời gian: Thứ 2 ngày 16/06/2014 (8:30AM – 12:00PM và 13:00PM – 16:00PM)

- Giới thiệu lợi ích và đặc điểm nổi trội của máy ép áp suất đa năng MINISTAR S®
- Giới thiệu về cách tạo các loại khí cụ chỉnh nha tháo lắp
- Giới thiệu về hệ thống chỉnh nha không mắc cài CLEAR-ALIGNER®
- Giới thiệu Khí cụ chống ngáy

Địa điểm: Viện Đào Tạo Răng Hàm Mặt (Đại Học Y Hà Nội)
1B Tôn Thất Tùng, Quận Đống Đa, Hà Nội

Xin vui lòng **đăng ký trước ngày 05/06/2014** để chúng tôi sắp xếp tốt nhất.

N.K.LUCK VIỆT NAM

CUNG CẤP THIẾT BỊ - VẬT LIỆU - DƯỢC PHẨM NGÀNH NHA KHOA

T (08) 5431 9790 • W www.nkluck.vn | www.vita.com.vn

171 - 173 Đường số 9A, KDC Trung Sơn, Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh

